

Устройство для замены реагента ЭКРОС-3210



Применение:

Для замены отработанного анолита в кулонометрической ячейке титратора Фишера ПЭ-9210 в автоматическом режиме для минимизации непосредственного контакта оператора с токсичным реагентом и повышения производительности выполнения анализов.

Особенности:

- Предусмотрена работа устройства в полуавтоматическом и ручном режиме с титраторами других производителей и в составе различных лабораторных установок для выполнения подобных процедур;
- При работе с титратором ПЭ-9210 управление устройством производится через интерфейс титратора, при работе в автономном режиме - с помощью панели управления устройства с клавиатурой и графическим дисплеем;
- Опционально возможно подключение устройства к ПК через последовательный порт для работы под управлением специального приложения;
- Сигнализация опустошения питающей ёмкости;
- Сигнализация заполнения приёмной ёмкости;
- Диагностические сообщения при возникновении неисправности;
- Режимы работы:

Откачивание реагента из ёмкости с остановкой:

- по команде оператора;
- по заданному времени;
- по внутреннему алгоритму определения опустошения ёмкости;

Заполнение ёмкости с остановкой:

- по команде оператора;
- по заданному времени;
- по сигналу от электродной системы титратора (только для ПЭ-9210).

Технические характеристики

Технические характеристики:

- Напряжение питания: 100-240 В, 50/60 Гц;
- Потребляемая мощность: не более 15 Вт;
- Габаритные размеры устройства (ДхШхВ): 380x180x185 мм;
- Масса: не более 3,5 кг.

Транспортные данные/габариты/вес:

1 коробка/450x400x220 мм/

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- Устройство ЭКРОС-3210 - 1 шт.;
- Бутыль стеклянная 1 л - 1 шт.;
- Сетевой кабель - 1 шт.;
- Кабель RS-485 для присоединения к титратору - 1 шт.;
- Предохранитель 1А/250 В - 2 шт.;

- Сита молекулярные - 100 г.;
- Паспорт и РЭ - 1 шт.

Характеристики

Артикул: 1.60.20.10.0090

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город