

Держатель виалы ХПК (модификация 2024 г) к спектрофотометрам ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5400УФ



Применение:

Универсальный держатель для спектрофотометров моделей ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ и ПЭ-5400УФ позволяет проводить измерение, используя виалы, кюветы 10x10мм, а также измерение прозрачности (мутности) тонких пленок.

Определение содержания ХПК на спектрофотометрах серии ПЭ проводится в

полном соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными для целей государственного экологического контроля и контроля качества питьевой воды.

-ГОСТ

31859-2012 "Вода. Метод определения химического потребления кислорода".

-ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 "Методика выполнения

измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом".

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

-Универсальный держатель виалы.

-Держатель для мишени и пленок.

-Бумажная мишень.

-Заглушка.

Характеристики

Артикул	1.10.30.20.0407
---------	-----------------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: <https://ecohim.pro-solution.ru> | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город