

Набор ХПК в воде для спектрофотометров ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ и ПЭ-5400УФ



Применение:

Набор для определения химического потребления кислорода (ХПК) (или бихроматная окисляемость). Определение содержания ХПК на спектрофотометрах серии ПЭ проводится в полном соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными для целей государственного экологического контроля и контроля качества питьевой воды:

- ГОСТ 31859-2012 "Вода. Метод определения химического потребления кислорода";
- ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 «Методика выполнения измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом».

Технические характеристики

Транспортные данные/габариты/вес:

30х20х10 см, 0,6 кг.

Базовая комплектация

Базовая комплектация:

- Держатель виалы ХПК, Экрос,
- Виала фотометрическая для ХПК, (20 шт/уп)
- Штатив для виал ХПК, Экрос,

- ХПК ГСО 7425-97 (10,0 г/дм³) (5 мл), 2 амп
- Пинцет из нержавеющей стали 200x2,5 мм

Характеристики

Артикул: 1.10.30.20.0317

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: ecohim.pro-solution.ru | эл. почта: ech@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город